


Opus Online Client

Oppgradering av Opus Online Client




Oppgradering av versjon


Før installasjon av ny versjon av Opus online Client, må du følge stegene under.

Stoppe Opus Online Client- tjenesten

1. Trykk på windowsknappen på tastaturet (knapp med windowssymbol til venstre for mellomromstasten).
2. Skriv inn "Tjenester"
3. Trykk på Tjenester



4. Bla deg nedover til du finner Opus Online med et unikt sertifikatsnummer.
5. Høyreklikk og velg Stopp.



Lukk vinduet. Du er nå klar til å kjøre installasjonsfilen for den oppdaterte versjonen av Opus Online Client.

Når Opus Online Client er oppdatert må du igjen gå inn i Tjenester. Finn linjen med OpusOnline med et unikt sertifikatsnummer, høyreklikk på linjen og velg Start.