

Nyhetslista Opus SMS Service

7.1. 40 (21.08.24)

- Nå er tidsintervalle for utsendelse av sms utøkt fra 5-60 minutter til 1-60 minutter. Opus anbefaler å ikke sette lavere enn 2 minutter grunnet kapasitet mot serveren på hentinger fra databasen da dette kan forårsake treghet i Opus (16990).

7.1.34 (25.11.22)

- Nå finnes det støtte for å kunne kjøre flere konfigurasjoner for SMS tjenesten på samme maskin (16306).
- Det er nå lagt til en sjekk av SMS`ene som ligger kalre for sending om de tilhører en avbestilt eller flyttet time slik at det ikke sendes SMS på slike timeavtaler. Det vil selvsagt gå avbestillingsbekretelse for de som ahr dette i innstillingene sine (16488)
- Default språk på SMS servicen er nå engelsk (16540).

7.1.12

- Nå vises rett status ved tom svarliste når det gjelder Link Mobility.

7.1.10

- Nå er det oppdatert ytterligere funksjon for å hindre utsendelse av dubletter på SMS.

7.1.9

- Nå er det oppdatert funksjon for å hindre utsendelse av dubletter på SMS.

7.1.8

- Nå er generelle varslinger fjernet i loggboken:
[Opus SMS Service is using certificate](#)
[Opus SMS Service is using proxy](#)
 Dette var kun informasjonsmeldinger, og ga ingen informasjon om feil. Disse meldingene håndteres nå på annen måte.

7.1.7

- Implementering av ny tjensteleverandør - Link Mobility - i Norsk helsenett

7.1.5 (sedan 6.2.7)

- Nå er innstillingsoppsettet under skiftenøkkelen i Opus SMS Service Manager (klienten) oppdatert.
- SMS som skal sendes fredag når det er kun lørdag som er sperret vil nå bli sendt søndag.
- Implementering av ny tjensteleverandør - Link Mobility

- Det er nå gjort en teknisk oppdatering som sperrer samme sms fra å sendes flere ganger (såkalt "loop") OBS! Denne oppdateringen retter ingen feil når loopen oppstår på grunn av feil i det lokale nettverket eller i den lokale koblingen til internett. OM feilen vedvarer må dette ordnes med lokal tekniker. Om feilen oppstår vises et nytt symbol i timeboken. All videre håndtering av disse sms om det kreves må manuelt håndteres.
- Det er nå gjort en teknisk oppdatering som innebærer at innstillingene flyttes fra Windows register til en innstillingsfil i installasjonsmappen.

Ved oppdatering fra versjon 6.2.7 eller eldre så må den installerte versjonen først avinstalleres. Innstillingene må deretter gjøres på nytt.