



Opus Dental 7.1 - Anbefalt hardware/software.

Merk! Dette er anbefalinger for installasjon av Opus Dental. Har du røntgen eller andre programmer, ta kontakt med din leverandør og hør om anbefaling mht disk og minne for dette.

5 brukere/datamaskiner

Arbeidsstasjon

Processor	Intel i5 eller tilsvarende
Internminne	4 GB eller mer
Harddisk	Ingen krav på størrelse på harddisk da all data lagres i databasen på hovedmaskinen. Rask disk anbefales.
Skjerm	22 tommer eller større
Operativsystem	Windows 10 Pro - 64-bit

Hovedmaskin

Processor	XEON/i7 eller tilsvarende
Internminne	8 GB eller mer
Harddisk	2 separate raske, interne harddisker
Skjerm	22 tommer eller større
Operativsystem	Windows 10 Pro - 64-bit



6 - 10 brukere/datamaskiner

Arbeidsstasjon

Processor	Intel i5 eller tilsvarende
Internminne	4GB
Harddisk	Ingen krav på størrelse på harddisk da all data lagres i databasen på hovedmaskinen.
Skjerm	22 tommer eller større. Et godt skjermkort anbefales.
Operativsystem	Windows 10 Pro - 64-bit

Server

Processor	Intel XEON/i7 eller tilsvarende
Internminne	8 GB RAM
Harddisker	2 separate raske, interne harddisker
Skjerm	Ingen krav ettersom den bare brukes til administrasjon
Operativsystem	Windows Server 2016 64-bit eller nyere

MS SQL server

SQL - database	MS SQL Server 2014 express x64 eller nyere
----------------	--

Forutsetninger for bruk av Windows 10 på klientmaskiner

- Regionale innstillinger må oppdateres manuelt med tidsformat kolon, fra tidligere punktum. Microsoft følger CLDR (Common Locale Data Repository) Denne standarden spesifiserer at tidsseparatoren for Norge skal være et punktum.
- Patch til .Net 4.6.1 må installeres.
<http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2015/11/30/net-framework-4-6-1-isnow-available.aspx>

Back-up

- Vi anbefaler på det sterkeste å sikkerhetskopiere data som er virksomhetskritiske for din klinikk. Det finnes mange alternativer for oppbevaring av sikkerhetskopier. Et egnet lagringsmedium kan være eksterne USB-disker, gjerne 2 stykker som byttes på. Hør med din sertifiserte tekniker om hva de anbefaler!