

# Nets betalingsterminal i Opus v7

VIKTIG: Det er mulig at eldre baxi.ini filer ikke vil være kompatible med nyere baxi\_dotnet.dll!

## 1. Støttede terminaler

OBS: Terminal og Opus må være koblet til samme lokale nettverk.

#### Desk 3500



Tilkobling via:- usb og nettverkskabel - kun nettverkskabelInnebygd skriver.

#### 1 28 3F ( 1 28 3F (

Move 3500

Tilkobling via WiFi, innebygd skriver. Det er viktig at klinikken har god WiFi-dekning der du bruker terminalen.

## 2. Terminal konfigurasjon

Terminal fungerer på nettverket som en server. Dette betyr at den kan ha dynamisk IP via DHCP.

#### Desk 3500

#### Tilkobling med USB-kabel og nettverkskabel

->Sveip passord->Velg 6,1,3 - (INNSTILLINGER, ENDRE, KASSE)->ECR = JA->KOMM. TYPE = USB-SLAVE >ECR/TLS = JA



#### Desk 3500 og Move 3500

Tilkobling med bare nettverkskabel eller WiFi

->Velg 6,1,3 - (INNSTILLINGER, ENDRE, KASSE)->ECR = JA->KOMM. TYPE = ETHERNET/WIFI->ECR/TLS = NO->ECR IP = (fyll inn IP-adressen til Opusdatamaskinen)->ECR IP-PORT 6001 (skal alltid være 6001 med mindre den endres i Baxi.ini)

Flytt 3500

WiFi-innstillinger

- ->Trykk pil ned
- ->Trykk 4 WiFi-innstillinger
- ->Sveip passordet
- ->Trykk 2 Skann nettverk
- ->Velg nettverk (bla med F2 og F3 piltastene)
- ->Skriv inn passord, trykk OK
- ->Koble til WiFi



## 3. Konfigurasjon av betalingsterminal i Opus

## Enkeltbruker

🧳 Konfiguration av betalte	rminal		-		×
Betalterminaler	Konfiguration:	1			
Översikt:	Fysisk Logisk				
⊡ 1 (Nets) Reception (1)	Terminal: Terminal-ID:	Nets 1	✓ CID: 14		
	Leverantőr:	Nets			
	Modell:	Desk 3500			
	Тур:	Enkel	🔾 Multi		
			×	Stä	ng

🧳 Konfiguration av betalte	rminal		_		×
Betalterminaler	Konfiguration:	1			
E-1 (Nets)	Fysisk Logisk Terminal-ID: Logiskt ID: Terminalnamn: Företag: Kund-ID:	1 Reception OpusTandläkama 1	~		
				Stär	ng



### Flere brukere

🧳 Konfiguration av betaltern	ninal		-		Х
Betalterminaler Översikt:	Konfiguration: Fysisk Logisk	1			
⊡. 1 (Nets)    Opus tandläkama (1)    City Praktiken (2)    Opus Academy (3)	Terminal: Terminal-ID: Leverantör: Modell: Typ:	Nets         Desk 3500         Enkel	CID: 14		
				Stäng	

🔻 Konfiguration av betaltermir	nal		_		×
Betalterminaler	Konfiguration:	t			
Översikt:	Fysisk Logisk				
	Terminal-ID:	1			
····· Opus Academy (3)	Terminalnamn:	0pus tandläkama			
	Företag:	OpusTandläkama	~		
	Kund-ID:	1			
				Stär	g



#### Baxi.ini

Hvis brukere konfigurerer Nets-terminalen og det mangler Baxi.ini fil i Opusprogrammappen, vil Opus spørre om det vil opprette en ny Baxi.ini-fil.

Baxi.ini configuration
Betalterminalanslutning
<ul> <li>USB och nätverkskabel (Desk 3500)</li> </ul>
Com-portnummer
◯ Endast nätverkskabel eller WiFi (Desk 3500, Move 3500)
Portnummer 6001
Obs: använd endast ett annat portnummer än 6001 om det behövs
OK St <u>ä</u> ng

#### USB og strømkabel:

- du skriver bare inn Com-portnummeret.

#### Bare strømkabel eller WiFi:

- Ingen endringer er nødvendig hvis kommunikasjon skal brukes på standard port 6001.

Eksempler på Baxi.ini

Inaktiv nettverkstilkobling

```
[TCPIPSERVER]
# If BluetoothTunnel is set to 1, PCL Bluetooth connection over TCP/IP is used.
BluetoothTunnel=0
SocketListener=0
SocketListenerPort=6001
DelegateCommunication=0
```

Aktiv nettverkstilkobling

```
[TCPIPSERVER]

# If BluetoothTunnel is set to 1, PCL Bluetooth connection over TCP/IP is used.

BluetoothTunnel=0

SocketListener=1

SocketListenerPort=6001

DelegateCommunication=0
```



## 4. Betaling

BBS Betalterminal			_
	🦓 Betalning		$\times$
Betalning kr 35,00	Betalare		
Status	Namn Opus Sweden Patient		
Initializing terminal	Adress 1 Storgatan 15		
SÄTT I/DRA KORT	Adress 2		
UTC) DEDTE	Ort 22222 LUND		
VISA DEBII			
KOD + OK			
KÖP PÅGÅR			-1
VÄNLIGEN VÄNTA	Datum Beskrivning	Arvode ID	
GODKÄNT	+ 10.04.2025 Konsultation specialisttandvard	35,00 000	1
TERM: 78720006-787200			
2025-04-10 16:06			
VISA DEBIT			
**************************************			
ATC: 00700 AED: 230101			
TVR: 0880001000 TSI: E800			
BUTIKSNR: 30522122			
RESP: 00			_
PERIOD: 530	Ek are: 0	00 Anvoder 35	.00
KÖP	Spec.utskrift	Pat.avg: 35	5.00
SEK 35,00 GODKÄNT		,	
v	Kontant Kort Swish		
	Delbet. Förskott Bet. mar	terade rader Avbryt	
ОК			

## Utskrift av kvitteringer

2025-02-16	FG TDV	44				Krona		
2025-02-16	FG TDV	16	0			Amalgamfyllning	Visa journaltext	
2025-02-16	FG TDV	17	0			Amalgamfyllning		
2025-02-16	FG TDV	26	0			Amalgamfyllning	Ta bort	
2025-02-16	FG TDV	27	0			Amalgamfyllning		
2025-02-16	FG TDV	36	0			Amalgamfyllning	Utskrift	
2025-02-16	FG TDV	46	0			Amalgamfyllning	Specificerad utskrift	
2025-02-16	DIV	27	0	k112	М	Basundersökning med fullständig parodontal unde	10 11 1 11	ies uaParpd reg. ua
2025-02-16	INBET					Betalning kontant, specificerad kvitto nr 245	Visa historik	
2025-04-10	DIV			k115	Μ	Konsultation specialisttandvård	Signera journalrad(E0)	
2025-04-10	INBET					Betalning betalkort, specificerad kvitto nr 247	Signera journanau(i s)	
2025-04-10	DIV			k115	Μ	Konsultation specialisttandvård	Lägg till journaltext	
2025-04-10	INBET					Betalning betalkort, specificerad kvitto nr 249		



## Pasientkvittering

	Opus Tol:04	Tandlä	kama 456	Ko	Kontantfaktura		
	Org.ni	r: 5164	430 037169	Kvitte Patie Datur Kort	o Nr: 249 nt Nr: 103 m: 203	9 34 25-04-10	
Patient Opu	s Swed	len					
Storgatan 15							
222 22 LONL	·						
Datum	Td	Yta	Átg Nr Min	Beskrivning	Ref pris	Behandl pris	
Datum 2025-04-10	7 Td 0	Yta	Átg Nr Min 115	Beskrivning Konsultation specialisttandvård	Ref pris 1 165,00	Behandl pris 35,00	
Datum 2025-04-10 TERM: 78720006- 2025-04-10 16-0	787200	Yta	Átg Nr Min 115	Beskrivning Konsultation specialisttandvård	Ref pris 1 165,00 Totalsumma	Behandl pris 35,00 a: 35,00	
Datum 2025-04-10 TERM: 78720006- 2025-04-10 16:0	7 <b>d</b> 0 787200 6	Yta	Åtg Nr Min 115	Beskrivning Konsultation specialisttandvård Allmär	Ref pris 1 165,00 Totalsumma nttandvårdsbidra	Behandl pri 35,00 a: 35,00 g: 0,00	
Datum 2025-04-10 TERM: 78720006- 2025-04-10 16:0 VISA DEBIT AID: A00000000	Td 0 787200 6	Yta	Átg Nr Min 115	Beskrivning Konsultation specialisttandvård Allmär Särski	Ref pris 1 165,00 Totalsumma nt tandvårdsbidra ill tandvårdsbidra	Behandl pri 35,00 a: 35,00 g: 0,00 g: 0,00	
Datum 2025-04-10 TERM: 78720006- 2025-04-10 16:0 VISA DEBIT AID: A00000003 ATC: 00700 AE	Td 0 787200 6 1-1 1010 D: 230101	Yta	Átg Nr Min 115	Beskrivning Konsultation specialisttandvård Allmär Särski Stat	Ref pris 1 165,00 Totalsumma nt tandvårdsbidra; ilt tandvårdsbidra; tligt tandvårdsstö	Behandl pri 35,00 a: 35,00 g: 0,00 g: 0,00 d: 0,00	
Datum 2025-04-10 TERM: 78720006- 2025-04-10 16:0 VISA DEBIT VISA DEBIT TVR: 0880001000 BUTIKINR: 30522 BUTIKINR: 3052 BUTIKINR: 3052 BUT	Td 0 787200 6 1-1 1010 D: 230101 122 215 TB1	Yta	Âtg Nr Min 115	Beskrivning Konsultation specialistandvård Allmär Särski Stat	Ref pris 1 165,00 Totalsumma nt tandvårdsbidra ilt tandvårdsbidra tilgt tandvårdsstö Patientavgif	Behandl pri           35,00           a:         35,00           g:         0,00           g:         0,00           d:         0,00           it:         35,00	

## 5. Avstemming bankterminal

🧳 Dagsavslut		_		×
Inställningar				
Dagsavslut Handels-id ()	➡ Handels-id är det tal mellan 0 och 10 som identifierar företaget. Om terminalen är inställd i ena användas, annars är det 1-10. Om du är osäker på vad som gäller för dig finns kan du läsa ut värdet från Verktyg->Inställning >Företags information. Under fliken Ekonomi hittar du ett värde som heter handels-id (under kortterminal). Detta värde värde som heter handels-id (under kortterminal).	nvändarläg jar - Denna det ska ang	ge ska 0 1 behandla ges här.	ire-
Gör dagsavslut	Dagsavslut X			
Resultat	Terminaltyp: Nets V OK Avbryt			



## Enkelt-/flerbrukere

Velg handels-ID og avslutt dagen

Handels-id	þ	- -
Gör da	gsavslut	

🧳 Dagsavslut		×
Inställningar		
Dagsavslut		
Handels-id 1	Handels-id är det tal mellan 0 och 10 som identifierar företaget. Om terminalen är inställd i enanvändarläge ska Om du är osäker på vad som gäller för dig finns kan du läsa ut värdet från Verktyg->Inställningar - Denna behar >Företags information. Under fliken Ekonomi hittar du ett värde som heter handels-id (under kortterminal). Detta värdet ska anges hä	) 0 ndlare- ir.
Gör dagsavslut		
Resultat		
DAGSAVSLUT 1 VÄNTAR 1 UTSKRIFT PÅGÅR TERM: 78720005-787200 2025-04-10 15:24 VALUTA: SEK AVST. PERIOD: 528		^
DAGSAVSLUT		
STANDARD 1 BELOPP= 3,00		
ANTAL 1 TOTAL= 3,00		
INLÖSENAVTAL UTAN OMSÄTTNING SKRIVS INTE UT		
Dagsavslut har slutförts		
Avslutat datum: 2025-04-10 15:24		*



## 6. Reutskrift av avstemming



```
Betalterminalen har öppnats
DAGSAVSLUT 1
VÄNTAR 1
UTSKRIFT PÅGÅR
TERM: 78720006-787200
2025-04-10 15:24
VALUTA: SEK
AVST. PERIOD: 528
DAGSAVSLUT
STANDARD
                 1
             3,00
BELOPP=
ANTAL
             1
TOTAL=
           3,00
INLÖSENAVTAL UTAN
OMSÄTTNING SKRIVS
INTE UT
Dagsavslut har slutförts
Avslutat datum: 2025-04-10 15:24
```

## 7. Logger

Alle transaksjoner lagres i mappen "C:\OpusLogFiles\Payterminal"



Loggfiler oppbevares i 90 dager.

> Den här datorn > Lokal disk (C:) > OpusLogFiles > Payterminal							
Namn	Senast ändrad	Тур	Storlek				
78720006Appl_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	13 kB				
78720006Bax_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	7 kB				
78720006Host_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	5 kB				
78720006Link_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	5 kB				
baxilogAppl_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	8 kB				
baxilogBax_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	5 kB				
baxilogHost_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	4 kB				
baxilogLink_2025_04_10	10.04.2025 15:39	Textdokument	4 kB				

Merk: Tidligere versjoner av Baxi.ini kunne lagre logger i flere forskjellige mapper.