

Ändringslista E-tidbok

Ändringar i version 1.29.3.1

(2025-02-11)

- **#40298**
Nu visas tidbokningstexten på bokningar i Opus, om bokningen har skapats via E-tidsboken.

Ändringar i version 1.29.1.1

(2024-12-01)

PS! Kräver minst Opus Dental version 7.1.628.

Uppdateringar av översättningar och rubriker i API-åtkomsträttigheter

- **#37652**
E-tidsboken identifierar nu patienten vid inloggning, även om det finns dubletter av patienter utan patientnummer i Opus-databasen. Detta löser problem som tidigare påverkade inloggning till både E-tidsboken och Patient Connect.
- **#38605, #38903, #39248**
Det är nu möjligt att skapa hälsodeklarationen i Opus via Patient Connect även för nya patienter.

Tekniska förbättringar

- **#39551**
Tjänsten för Opus Online Client har omvandlats från en nätverkstjänst till en lokal Windows-tjänst. Detta eliminerar konflikter med andra program som använder proxyinställningar i Windows.
- **Förbättrat API**
API:et för E-tidsboken har uppdaterats för att säkerställa att fritextfältet inte försvinner vid ändringar av tidsbokningar när API:et används.

Ändringar i version 1.28.9.1

(2024-10-21)

PS! Kräver minst Opus Dental version 7.1.628.

PatientConnect

- Förbättringar har nu gjorts i hämtningen av hälsoschema i Enterpisemiljö, så att systemet hämtar det senast registrerade schemat. #38903

Teknisk

- Molntjänsten har uppdaterats till Microsofts nya plattform/tjänst från den nuvarande lösningen "Classic service" till "Extended Support". Den nya plattformen erbjuder bättre säkerhet, hastighet och möjliggör snabbare uppdateringar. #38895

Som en följd av ändringen är det nödvändigt att miljön där Opus Online Client är installerad har åtkomst (vitlistade) till följande IP-adresser:

51.12.31.7

20.100.3.8

- Problemen vid tidsbokning via E-tidboken, som orsakades av ett fel i Cloudflare i Chrome/Edge vid användning av komponenten "Speed Brain", har nu lösts. Webbbläsare som använde Cloudflare gjorde ett fel vid förhandsinhämtning ("prefetch") av data. E-tidboken hanterar nu webbbläsare som gör fel vid förhandsinhämtning ("prefetch") #39176

Ändringar i version 1.28.6.2

(2024-06-20)

- Nu finns det en rullningslist i webbinställningar i Opus Online Client om du har många kliniker kopplade till samma miljö. #38002

Ändringar i version 1.28.5.2

(2024-05-15)

- Nu är det möjligt att kopiera länk för hälsodeklaration och ankomstregistrering sidorna från Opus Online Client. #36458
- Implementerad hälsodeklaration och ankomstregistrering på min sida i E-tidboken. #35162 #35163
- Gjort det möjligt att registrera hälsodeklaration och ankomstregistrering även om patienten har kommit för sent. #37293 #37613

Ändringar i version 1.28.4.1

(2024-05-01)

- Nu har "säkert start" av BankID blivit implementerad. Detta är en ny säkerhetsfunktion efter en uppdatering från BankID. #36954

Ändringar i version 1.28.3.4

(2024-04-09)

- Hälsodeklaration via mobil stödjer nu det engelska språket. #36754
- Fritextfält har lagts till för hälsodeklaration via mobil. #36755
- Nu skapas en händelse i aktivitetsloggen vid uppdatering av hälsodeklaration som sker via mobil. #36306

- Löst ett problem med att ett felmeddelande ibland dök upp i hälsodeklaration via mobil om nya databaser lades till i Opus Online Client. #36604
- Nu är det möjligt att lägga till egna skript högst upp i fönstret till E-tidboken (head tag) via Opus Online Client. #36276
- Nu visas ett meddelande i hälsodeklaration på mobil, om ingen framtida tidsbokning hittas vid inskickande av deklARATIONEN från patientens mobil. #36596
- Gjort förbättringar i inställningarna för Opus Online Client så att inställningarna för ankomstregistrering laddar snabbare och inte hänger sig. #36595

Ändringar i version 1.28.2.3

(2024-02-27)

- Nu har licenskontroll för ankomstregister tagits bort för Opus Online Client och är gratis samt tillgänglig för alla med E-tidbok. Detta inkluderar de nya funktionerna för QR-kod, ankomstregister och hälsodeklaration. #36503
- Nu har standardvärden och texter för ankomstregister i Opus Online Client lagts till för kunder som tidigare inte har använt denna funktion i Opus. #36543

Ändringar i version 1.28.1.10

(2024-02-15)

OBS! Kräver minst Opus Dental 7.1.616

Nyheter

- Ankomstregistrering via länk har implementerats och blivit tillgänglig via mobiltelefonen genom Opus Online Client. När patienten anmäler sin ankomst via tjänsten kommer detta fram i tidboken i Opus. #33503
- Hälsodeklaration via länk har implementerats och blivit tillgänglig via mobiltelefonen genom i Opus Online Client. Registrerade hälsodeklarationer från patienten förs direkt in i Opus. #34318
- Implementerat QR-kod för både ankomst- och hälsodeklaration via mobil. Denna QR-kod ger tillgång till dessa tjänster om ett alternativ till SMS åtkomst önskas. #35153

Annat

- Nu kan du använda webbknappen i Opus Online-klienten utan att klienten stängs av/avslutas. #34733

Ändringar i version 1.27.1.5

(2023-10-10)

- API-anrop mot varden.se fungerar nu #26366
- Fixat problem med inloggning med BankID för dubletter av patienter #33092.

- Löst problem med att valfria fält i registreringen till portalen hanteras som obligatoriska fält. Detta inkluderade telefonnummerfälten för hem och arbete, samt postnummerfältet.
- Teknisk förbättring av synkronisering av tider mellan Opus-basen och E-tidsboken. #29887 och #31951.
- Anhöriginloggning fungerar nu för Enterprise. #24324
- Förbättringar av gränssnittet vid inloggning i Opus-databaser där dubletter av anhöriga finns. Nu verkar detta korrekt vid inloggning via anhörig i E-tidsboken. #24325
- Förbättringar för att hitta patienter vid inloggning. Patienter utan tandläkar- eller klinikanknytning fick problem med att logga in. Detta är nu löst. #24331.
- Förbättringar med att skicka SMS från E-tidsboken. SMS-koder eller bekräftelser kan ta lite tid innan de skickades. Detta är nu löst. #28515, #28433, #27928.
- Fixat problem med att lägga till underdomän för nya Opus Online Client-användare. #29095.
- Nu visar E-tidsboken ledig tid till närmaste hela 5 eller 10 minuter. #29289
- Teknisk förbättring av Opus Online till nyare teknik och .NET 4.7. #32334
- Nu hanterar Opus Online-klienten databasfel med dubletter av SMS-inställningar. #30956
- Nu har vårdnadshavare endast tillgång att se tidsbokningar i E-tidsboken för associerad patient om de har fått tillträde av personal i Opus "Tillgång till patient". #31241
- Förbättringar gjorda i att ändra timavtal i E-tidsboken från timavtal skapade i Opus. Löste problemet med att US och röntgenbesök inte gick att flytta i E-tidsboken. #33107.
-

Ändringar i version 1.25.1.7

(2022-07-08)

- Problem med byte av profilbild för behandlare när de har samma id i olika databaser är nu åtgärdat #21270
- Det går nu att exportera lediga tider för flera resurser på samma behandlare #15728
- Problem med att ändra sorteringsordning för behandlare efter inläsning av licensfil åtgärdat #15953
- Nu fungerar ombokning även då det finns ett redan registrerat telefonnummer med mellanslag #16199
- Problem med byte av subdomän i klient korrigerat #16031
- Årtal tillagt i bokningsbekräftelse och bokningsöversikt #15966

Ändringar i version 1.23.51.9

(2021.11.04)

- Rättat gruppering av behandlare/behandlingsgrupper när flera databaser används (#16062)
- Uppdaterad grafik (#15396)
- Fixat att kalender för att välja dag inte öppnades för norska subdomäner (#15711)
- Åtgärdade problem med tappad uppkoppling. Förlängd livstid för klient-uppkopplingar (#15595)

Ändringar i version 1.23.27.4

(2021.04.08)

- Exporterade tider kopplas inte längre till fel behandlare vid enstaka tillfällen. (#15831)
- Rättat duplicerade behandlar namn då en behandlare arbetar på flera kliniker. (#15829)
- Korrigerat så att gruppering av kliniker inte ger duplicerade behandlare och fel behandlarnamn när multipla databaser används. (#15749)
- Korrigerat att bokning inte går att genomföra om streck saknas i angivet personnummer. (#15706)

Ändringar i version 1.23.23.0

(2020.12.16)

- Förbättringar för e-post bekräftelse. (#15397)
 - Utökad längd på mall till 60000 tecken. Var 1500 tecken innan.
 - Avsändare namn kan nu sättas genom separat fält i Online Klienten.
- Åtgärdat att bokning till söndag inte fungerar i vissa fall. (#15504)
 - Detta löser även ett problem med att navigera till föregående vecka
- Åtgärdat felaktig beskrivning av behandling vid ombokning (#15426)
- Åtgärdat sorteringsordning av behandlare i Online klienten (#15446)
- Åtgärdat fel med datumformat för SMS påminnelser för avvikande datum format i Windows inställningar (#15449)
- Omformulering av svårtolkad beskrivning av databashantering i Online Klienten (#15445).
- Ändring av layout på bekräftelsesidan (#14509)

Ändringar i version 1.22.15.1

(2020.09.22)

- Korrigerat så att inte onlinetjänsten hänger sig när man stoppar tjänsten i online-klienten. (#15453)

Ändringar i version 1.22.7.2

(2020.09.03)

- Åtgärdat att klienten behöver återansluta med jämna mellanrum. Detta eliminerar återkommande nertid/avbrott för API/bokning (#15295)
- Övervakning av att Online-klienten har en fungerande anslutning vid drift. Vid avbrott notifieras admin på Opus. (#15170)
- Bekräftelsekod vid bokning fungerar nu även i sammanslagen visning (#15357)
- Val av tider vid ombokning fungerar nu om första veckan ej har publicerade tider (#15219)
- Förbättrad stabilitet för Online-klientens anslutning till molnserver (#15295)

Ändringar i version 1.17.31.4

(2020.04.23)

- Möjlighet att ange SMS avsändare för ITB (Max 11 tkn, ej åäö). Standard SMS avsändare används om inget annat anges. (#13967)
- Ny funktion för att uppdatera kontaktinformation för kontot i Online Klienten (#9534)
- Fixad validering vid SMS inloggning. Ett nummer måste väljas för att kunna gå vidare. (#12467)
- Stöd för finlandssvenska. För finlandssvenska databaser visas text på svenska, och personnummer valideras som finska (#14884).

Ändringar i version 1.14.1.1

- Ombokning fungerade inte om nästa tid var mer än 10 dagar framåt i tiden (#14326)
- Installationsprogrammet stoppar/startar om synkroniseringstjänsten automatiskt (inget behov att stoppa den manuellt innan uppdatering). (#14394)

Ändringar i version 1.11.2/1.12.1

- Gick inte att bort database på Online klient när samtycke var inkräddad (#14397)
- Ny inställning för synkroniseringsintervall flexibilitet inställningar (#14396)
- SMS anges inte med sekunder längre vid bokning från e-tidbok. (#14175)
- Tidboken i v7 hängde sig vid för stora transaktionsblock (#14395)
- Automatisera NHN proxy inställningar, krävs för att köra innanför på NHN. (#12884)

Ändringar i version 1.10.5.0

- Förbättrad hantering för att ändra bokning, och förbättrad synkronisering av veckonummer (#12061).
- Förbättrad funktionalitet vid inställningen «Nybokning aktiverad» och hantering av avvikelser under Media-inställningar (#12342)
- Rättad problem med bokning när inställningen "Hoppa över bekräftelse" är aktiverad (# 13530)
 - Nytt fält för beskrivning av E-tidbokstext under bokningsmallar. Texten visas på behandlingstyp vid E-tidbok beställning (#12641).
- Korrekt versionsnummer visas nu i Opus Online Klienten (#12834)
- Ändring av logotyp er nu möjligt (#13558)
- Autentiseringsuppdatering för ITB (#12315)

Ändringar i version 1.8.5.255

- Vi har implementera en ny variant av recaptcha vid bokning. Detta är en funktion för de som inte använder SMS/Mail kod som används vid bokningsbekräftelse (#13165).

- GDPR förändringar(#12437)
 - I samband med GDPR har vi uppdaterat portalen med ett val för samtycke vid bokningsbekräftelse.
 - Vid konfiguration av behandlare har vi lagt in två samtyckes. Dessa två inställningar gör att behandlarens bild och titel inte syns i portalen utan behandlarens samtycke.

Ändringar i version 1.6.5.247

- Förbättrad hantering vid avbrott i internetanslutningen för E-tidboken(#12808).
- Rättning så att SMS från Link Mobility fungerar med E-tidboken(#12669).
- Bokningsmallistor för E-tidboken fungerar nu korrekt igen(#12364).
- Ett fel som gjorde att tid inte gick att boka när Grupp och Sammanslagen visning användes samtidigt har rättats(#12218).
- Problemet där två behandlare med samma namn inte fick tider i portalen har lösts och skall nu fungera korrekt igen(#12632).

Ändringar i version 1.5.116.233

- Förbättrat stöd vid inloggning i portalen via flera typer av E-legitimation(#10889)
- Problemet där tider inte visades korrekt med kombinationen av funktionerna Grupp och Sammanslagen visning har rättats (#12017)
- Allmänna prestandaförbättringar har gjorts för att minska responstider och göra flödet smidigare(#11976)
- Rättning av felet som gjorde det möjligt att boka tider på ett felaktigt personnummer (#12016)
- Förbättrad validering av ogiltigt mobilnummer. Nu skickas SMS till guardian korrekt som ett resultat av detta (#12105)

Ändringar i version 1.5.100.217

- Nya flexinställningar
 - Vi har lagt till två inställningar under Bokningsinställningar som heter Tillåt ombokning/avbokning utan bokningsmall. Aktiveras dessa tillåter E-tidboken att bokningar som har gjorts utan bokningsmall går att omboka/avbokas (#11578)
 - Två nya inställningar för att automatiskt låta kliniken registrera ombokningar och avbokningar i journalen (#11559)
 - Registrera ombokning i journalen
- Designförändring i flexinställningar – Efter hand som fler inställningar har tillkommit här har vi valt att flytta några från kategorin Allmänna Inställningar till Bokningsinställningar (#11578)
- Ombokningsfel - Inställningen Antal dagar för bokningsmallar fungerar nu korrekt igen även efter flera ombokningar (#11582)

- Reservation av tid i portalen – När en tid har valts i E-tidboken av en användare kommer tiden att reserveras i 5 min vilket innebär att den inte kan bokas av andra användare under den perioden (#11253)
- Språkval – I nedre vänstra hörnet av Opus Online Client har vi placerat en flagga som kan användas för att ändra språket i programmet (#11774)
- SMS inloggning – Vi har infört

Ändringar i version 1.3.38.76

- Varningsmail skickas inte längre till avslutat konto (#11113)
- E-tidboksprogrammet kräver nu .Net version 4.5.2 och eventuellt felmeddelande vid installation stämmer överens med detta (#11114)
- Problemet med uppgradering av E-tidboken är nu löst och genererar inte längre ett felmeddelande vid inloggningen (#11105)

Ändringar i version 1.3.31.69

- Enterprise (#10820)
 - Stöd för flera databaser mot ett eller flera certifikat (#10698)
 - Stöd för inloggning via E-leg till Enterprise (#10822)
- Pridebokningar – Stöd för enklare pridebokningar har införts. Vänlig se separat informationsdokument (#9644)
- Avvikelser - nya flexibilitetsinställningar där kliniken själv kan designa sin text för tex underhållsläge(#10792)
- Informationsflöde – Kliniken får nu varningsmail ifall fel uppstår i E-tidboken
 - Certifikat (#10639) – Kliniken skall nu få tre olika varningsmail när certifikatet går ut.
 - Bokningsfel (#10791) – Vid bokningsfel på portalen skickas nu ett varningsmail till kliniken med information.
- Designuppdatering av login knappen på portalen(#10832)
- Nya bokningar från ITB är inte längre i fetstil i Opus Tidbok (#10833)

Ändringar i version 1.2.3.20

Löst problem som uppstod vid tidsregistrering via internet. Vid nyare Opus Online Client eller Opus Dental version uppstod ett registreringsproblem mellan klient och databasen(#10535).

Ändringar i version 1.1.3.15

- Löst problem med att gruppering av kliniker ibland kunde sluta fungera (#9997).
- Vid ombokning av tid fick patienten i vissa fall meddelande om att tiden redan var upptagen trots att tiden var ledig (#10290).

Ändringar i version 1.1.0.13

- Sammanslagen visning (Online Client > Webb > Flexibilitet) för att minimera antalet bokningssteg.
- Valbar inställning för recaptcha (Online Client > Webb > Flexibilitet).
- Kampanjkod (Online Client > Webb > Flexibilitet).

Ändringar i version 1.1.0.11

- Gruppering av kliniker (Online Client > Webb > Kliniker) går nu att göra t ex på olika orter. De kliniker som fått samma gruppnamn kommer att grupperas tillsammans på bokningssidan (#9856).
- Rätt landskod (+358) skapas nu på patienternas bokningar (#9854).
- Fältet Avancerat (Online Client > Web > Avancerad) har utökats så att fler tecken kan anges vilket möjliggör att man kan lägga in fler script (t ex Bing UET tag) (#9992).