

# Opus Dental V8

## Minimikrav och rekommendation av hårdvara för Opus Dental V8

### Upp till 5 användare/datorer

#### Arbetsstation

Processor	Intel i3 eller motsvarande
Internminne	4 GB eller mer
Hårddisk	Inget krav på hårddiskstorlek alla data sparas i databasen på Server/Huvuddator
Bildskärm	24 tum eller större. Full HD Upplösning (1920x1080)
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bit
Nätverk	Trådbundet 100Mbit eller snabbare. Ej trådlöst/wifi

#### Huvuddator

Processor	Intel i5 eller motsvarande
Internminne	8 GB eller mer
Hårddisk	Två diskar varav en SSD-disk för databas
Bildskärm	24 tum. Full HD Upplösning (1920x1080)
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bit alt Windows Server 2012R2 eller senare.
Mjukvara	Microsoft SQL Server 2014 eller senare Microsoft SQL Management Studio Microsoft Internet Information Services .Net Framework 4.7.2 Runtime
Nätverk	Trådbundet 100Mbit eller snabbare. Ej Trådlöst/wifi

## 6-10 användare/datorer

### Arbetsstation

Processor	Intel i5 eller motsvarande
Internminne	4GB eller mer
Hårddisk	Inget krav på hårddiskstorlek alla data sparas i databasen på Server/Huvuddator
Bildskärm	24 tum eller större. Full HD Upplösning (1920x1080)
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bit
Nätverk	Trådbundet 100Mbit eller snabbare. Ej trådlöst/wifi

### Server

Processor	Intel XEON/i7 eller motsvarande
Internminne	8 GB RAM eller mer. Gärna snabba minnesbussar
Hårddiskar	Två diskar varav en SSD-disk för databas
Bildskärm	Inga krav eftersom den bara är för administration
Operativsystem	Microsoft Windows 2012R2 64-bit eller senare
Mjukvara	Microsoft SQL Server 2014 eller senare Microsoft SQL Management Studio Microsoft Internet Information Services .Net Framework 4.7.2
Nätverk	Trådbundet 1Gbit eller snabbare. Ej trådlöst/wifi

OBS! Detta är uppskattade rekommendationer utifrån våra kontakter och deras upplevelser. Detta innefattar bara Opus Dental andra system kan ha andra krav.