

Systemkrav - Opus Cloud

Minimikrav och rekommendation av hårdvara för Opus Cloud

Upp till 5 användare/datorer

Arbetsstation

Processor	Intel i5 eller motsvarande
Internminne	8 GB eller mer
Hårddisk	Inget krav på hårddiskstorlek alla data sparas i databasen på Server/Huvuddator
Bildskärm	24 tum eller större. Full HD-upplösning (1920x1080).
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bit eller senare
Webbläsare	Google Chrome
Lokalt Nätverk	100Mbit eller snabbare
Internet	20 Mbit eller snabbare

Huvuddator

Processor	Intel i5 eller motsvarande
Internminne	8 GB eller mer
Hårddisk	Två diskar varav en SSD-disk för databas
Bildskärm	24 tum eller större. Full HD-upplösning (1920x1080).
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bit alt Windows Server 2012R2 eller senare.
Webbläsare	Google Chrome
Mjukvara	Microsoft SQL Server 2014 eller senare Microsoft SQL Management Studio Microsoft Internet Information Services .Net Framework 4.8 Runtime
Lokalt Nätverk	Trådbundet 100Mbit eller snabbare. Ej trådlöst/wifi.
Internet	20 Mbit eller snabbare

6-10 användare/datorer

Arbetsstation

Processor	Intel i5 eller motsvarande
Internminne	8 GB eller mer
Hårddisk	Inget krav på hårddiskstorlek alla data sparas i databasen på Server/Huvuddator
Bildskärm	24 tum eller större. Full HD-upplösning (1920x1080).
Operativsystem	Windows 10 Pro 64-bit eller senare
Webbläsare	Google Chrome
Lokalt Nätverk	100Mbit eller snabbare
Internet	20 Mbit eller snabbare

Server

Processor	Intel XEON/i7 eller motsvarande
Internminne	16 GB RAM eller mer. Gärna snabba minnesbussar
Hårddisk	Två diskar varav en SSD-disk för databas
Bildskärm	Inga krav eftersom den bara är för administration
Operativsystem	Windows Server 2012R2 eller senare
Webbläsare	Google Chrome
Mjukvara	Microsoft SQL Server 2014 eller senare Microsoft SQL Management Studio Microsoft Internet Information Services .Net Framework 4.8 Runtime
Lokalt Nätverk	Trådbundet 1Gbit eller snabbare. Ej trådlöst/wifi.
Internet	20 Mbit eller snabbare

OBS!

Detta innefattar bara Opus Cloud andra system kan ha andra krav.